

Моноклональное Антитело Против Ddx17 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

Артикул: CM0011944



введение

Кроличье моноклональное антитело против DDX17, валидированное для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на человека, мышь, крысу. Нацелено на РНК-геликазу DDX17 (Q92841), участвующую в сплайсинге пре-мРНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX17 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	P72; RH70; DDX17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10521
GeneID	10521
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого DDX17 (Q92841)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92841
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом