


Поликлональное Антитело Против Ddx20 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q9Uhi6

Артикул: CM0029492



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DDX20 (Gemin3), DEAD-бокс РНК хеликазы, участвующей в сборке snRNP. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX20 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DP103; GEMIN3; DDX20
Вид	Человек
GeneID (человек)	11218
GeneID	11218
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-280 человеческого DDX20 (NP_009135.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHI6
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом