


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ddx21 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Nr30

Артикул: CM0016286



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий DDX21 (нуклеоларная РНК-хеликаза 2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Детектирует белок массой 87 кДа. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований процессинга рРНК, регуляции транскрипции и врожденного противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX21 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RH; GUA; GURDB; II/Gu; RH II/Gu; RH-II/GU; gu-alpha; RH-II/GuA; DDX21
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9188
Идентификатор гена	9188
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NR30
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Хладагент