

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ddx24 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9GZr7

Артикул: CM0018543

введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому DDX24 (белок 24 семейства DEAD-box) — АТФ-зависимой РНК-хеликазе, участвующей в сплайсинге пре-мРНК и врождённом иммунитете. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA у человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DDX24
Примечания/алиас	DDX24
Вид	Человек
GeneID (человек)	57062
GeneID	57062
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510–859 человеческого DDX24 (NP_065147.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZR7
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	Хладагент