

Антитело Anti-Ddx3 Rabbit Polymab® Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000571

Артикул: CM0006865



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DDX3 (АТФ-зависимая РНК-хеликаза DDX3X), валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA на человеческих, мышинных и крысиных образцах. Идеально подходит для исследований транскрипции, трансляции и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX3 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
Вид	Человек
GeneID	1654
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого DDX3 (NP_001347.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000571
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом