

## Поликлональные Антитела Против Anti-Ddx31 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8H2

Артикул: CM0024360

### введение

DDX31 Rabbit pAb — это поликлональные антитела для WB, IF/ICC, ELISA, реагирующие с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на DEAD-боксовую хеликазу DDX31, которая необходима для биогенеза рибосом и регуляции p53.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DDX31 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Примечания/Псевдоним      | PPP1R25; DDX31                                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| ID гена (Человек)         | 64794                                                                                                                                 |
| ID гена                   | 64794                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 652-851 человеческого DDX31 (NP_073616.6). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q9H8H2                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 94 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                        |