

Поликлональное Антитело Кролика Против Ddx39A - O00148

Артикул: CM0030473



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий DDX39A (BAT1/URN49), валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным гомологам. Идеально подходит для изучения экспорта мРНК, сплайсинга и противовирусных механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX39A кроличье pAb
Примечания/алиасы	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URN49; DDX39A
Вид	Человек
ID гена (человек)	10212
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DDX39A (NP_005795.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00148
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодильный пакет