

Поликлональное Антитело Против Ddx3X Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - O00571

Артикул: CM0024798



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DDX3X (O00571). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. АТФ-зависимая РНК-хеликаза, участвующая в транскрипции, трансляции и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX3X Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1654
GeneID	1654
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого DDX3X (NP_001347.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00571
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом