

Поликлональное Антитело Против Ddx3Y Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O15523

Артикул: CM0017072

введение

Высокоаффинное поликлональное антитело против DDX3Y, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектирует белок DDX3Y человека, мыши и крысы. Идеально для изучения функции АТФ-зависимой РНК-хеликазы и путей иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX3Y Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	DBY; DDX3Y
Вид	Человек
GeneID (человек)	8653
GeneID	8653
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого DDX3Y (NP_001116137.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15523
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом