

Поликлональное Кроличье Антитело К Ddx3Y Для Wb, Elisa - O15523

Артикул: CM0016877

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий DDX3Y, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с антигенами человека и крысы. Подходит для изучения функции РНК-хеликазы в иммунном ответе и сперматогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DDX3Y
Примечания/синоним	DBY; DDX3Y
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8653
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого DDX3Y (NP_001116137.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O15523
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом