

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Ddx4 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nqi0

Артикул: CM0014562

введение

Кроличыи поликлональные антитела против DDX4 (VASA), АТФ-зависимой РНК-геликазы, специфичной для половых клеток. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный DDX4 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ИГХ и ELISA в исследованиях сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	VASA; DDX4
Вид	Человек
ID гена	54514
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 635-724 человеческого DDX4 (NP_077726.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQI0
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом