

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ddx4 (Vasa) Для Вестерн-Блоттинга - Q9Nqi0

Артикул: CM0004162

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против DDX4 (VASA), валидированные для WB, IP, IF-P, IHC-P и ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований развития половых клеток и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	VASA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54514
ID гена	54514
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 635-724 человеческого DDX4 (NP_077726.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQI0
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент