


Поликлональная Кроличья Антитело К Ddx41 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q9Ujv9

Артикул: CM0030620



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DDX41, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Обнаруживает DDX41 человека, мыши и крысы размером 70 кДа. Подходит для исследований врожденного иммунитета и метаболизма РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DDX41
Примечания/алиасы	ABS; MPLPF; DDX41
Вид	Человек
ID гена (человек)	51428
ID гена	51428
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого DDX41 (NP_057306.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJv9
Масса белка	70 кДа
Доставка	Айс-пак