

Поликлональные Антитела Против Ddx5 Для Вб, Ифа - P17844

Артикул: CM0029430



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого DDX5 (РНК-хеликаза р68), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально подходят для изучения транскрипционной регуляции, сплайсинга и циркадных ритмов. SWISS: P17844.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DDX5 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	p68; HLR1; G17P1; HUM68; DDX5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1655
ID гена	1655
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-614 человеческого DDX5 (NP_004387.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17844
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Ледяной пакет