

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ddx5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ип, Ифа - P17844

Артикул: CM0002099



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на DDX5 (хеликаза p68), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА с кросс-реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для разработки ИВД-тестов, исследования транскрипционной регуляции и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX5 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	p68; HLR1; G17P1; HUM68; DDX5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1655
ID гена	1655
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17844
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В термосумке со льдом