

Поликлональные Антитела Против Ddx56 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ny93

Артикул: CM0025664

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DDX56, валидированные для WB и ELISA. Подходят для исследований биогенеза рибосом, врожденного иммунитета и вирусных инфекций. Реагируют с человеческим и крысиным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX56 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DDX21; DDX26; NON61; DDX56
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54606
GeneID	54606
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 318-547 человеческого DDX56 (NP_061955.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NY93
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом