

Поликлональные Антитела Против Декорина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Артикул: CM0019820

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому декорину, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестная реакция с мышинным и крысиным декорином. Молекулярная масса белка 40 кДа. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и протеогликанов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к декорину
Примечания/алиасы	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, Decorin
Вид белка-антигена	Человек
Ген ID (человек)	1634
Ген ID	1634
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 31-359 декорина человека (NP_001911.1).
Источник получения	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07585
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	С использованием охлаждающего элемента