

Кроличыи Моноклональные Антитела К Декорину Для Вестерн-Блоттинга, Иф (На Парафине), Игх (На Парафине), Ифа - P07585

Артикул: CM0006648

введение

Откройте для себя наши специфичные кроличьи моноклональные антитела к человеческому Декорину, подходящие для Вестерн-блоттинга, ИФ (на парафине), ИГХ (на парафине), ИФА. Реагируют с человеческим и крысиным белком. Необходимый инструмент для изучения биологии внеклеточного матрикса и функций протеогликанов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Декорин (Decorin) кроличьи мАт
Примечания/Псевдоним	CSCD; PG40; PGI; PGS2; DSPG2; SLRR1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1634
GeneID	1634
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-359 человеческого Декорина (NP_001911.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ (на парафине), ИГХ (на парафине), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P07585
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	В ледяном пакете