


Поликлональные Антитела Против Anti-Defa1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - P59665

Артикул: CM0027109



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого нейтрофильного дефензина 1 (DEFA1/HNP-1). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Разработаны для исследований врожденного иммунитета и антимикробной защиты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEFA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1667
GeneID	1667
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-94 человеческого DEFA1 (NP_004075.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P59665
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент