


Поликлональное Антитело Против Defa5/Дефензина Альфа 5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01523

Артикул: CM0018950



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок DEFA5 (Дефензин альфа 5), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано для вида человек, это антитело детектирует антимикробный пептид массой ~10 кДа, участвующий в защите врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEFA5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DEF5; HD-5; DEFA5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1670
GeneID	1670
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-94 человеческого DEFA5 (NP_066290.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01523
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В пакете со льдом