

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Defb121 Для If-P, Ihc-P, Elisa — Q5J5C9

Артикул: CM0015744

введение

Поликлональное кроличье антитело DEFB121, валидированное для IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на бета-дефензин 121 — антимикробный пептид мужского репродуктивного тракта. Идеально подходит для исследований репродуктивной иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEFB121 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	245934
Идентификатор гена	245934
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-76 человеческого DEFB121 (NP_001011878.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5J5C9
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент