

Анти-Defb132 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb/Elisa - Q7Z7B7

Артикул: CM0017278

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого бета-дефензина 132 (DEFB132, BD-32). Подходят для WB и ELISA; перекрестно реагируют с мышью. Белок 11 кДа. Идеальны для исследований антимикробных пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEFB132 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Вид	Человек
ID гена	400830
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7Z7B7
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом