

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Defb4A (Бета-Дефензин 2) Для ВБ, ИФ-П, Ифа — O15263

Артикул: CM0026452



введение

Поликлональные кроличьи антитела против DEFB4A для ВБ, ИФ-П, ИФА направлены против человеческого бета-дефензина 2 (BD-2) — антимикробного пептида. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEFB4A кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	BD-2, SAP1, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102
Вид	Человек
ID гена (человек)	1673
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-64 человеческого DEFB4A (NP_004933.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15263
Молекулярная масса белка	7 кДа
Доставка	Холодильный пакет