

Поликлональные Кроличьи Антитела К Degs1 Для Вб, Ифа - O15121

Артикул: CM0013284

введение

Эти анти-DEGS1 поликлональные кроличьи антитела детектируют человеческий DEGS1 — сфинголипидную дельта(4)-дезаразу, критически важную для превращения сфинганина в сфингозин. Валидированы для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходят для метаболических и неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEGS1 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8560
GeneID	8560
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 234–323 человеческого DEGS1 (NP_003667.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15121
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Хладоэлемент