

Поликлональное Антитело Против Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q92629

Артикул: CM0015916

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Delta-sarcoglycan (SGCD), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA и перекрестно реагирующее с мышью и крысой. Подходит для изучения саркогликанового комплекса и дистрофин-гликопротеинового комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Delta-sarcoglycan (SGCD) кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6444
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-290 человеческого Delta-sarcoglycan (NP_000328.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92629
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом