

## Моноклональное Кроличье Антитело К Дельта-Саркогликану (Sgcd) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q92629

Артикул: CM0010258

### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к дельта-саркогликану (SGCD), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает SGCD человека и мыши (~32 кДа). Идеально подходит для исследований мышечной дистрофии и целостности сарколеммы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье мК антитело к дельта-саркогликану (SGCD)                                                                                                           |
| Примечания/синонимы       | SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                     |
| ID гена (человек)         | 6444                                                                                                                                                        |
| ID гена                   | 6444                                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 190-289 дельта-саркогликана человека (SGCD) (Q92629). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                      |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                     |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                                               |
| SWISS                     | Q92629                                                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 32 кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                                           |