

Кроличья Поликлональная Антитело Против Дельта-Саркогликана (Sgcd) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

Артикул: CM0026927

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий дельта-саркогликан (SGCD), валидирована для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований комплекса саркогликанов и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Дельта-саркогликан (SGCD) кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Вид	Человек
ID гена	6444
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 61-290 человеческого дельта-саркогликана (SGCD) (NP_000328.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92629
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом