

Моноклональное Антитело К Anti-Denn (Madd) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxg6

Артикул: CM0002281

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому DENN (MADD), валидированное для вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований синаптического траффика, пути MAPK и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DENN кроличье мкАнт
Примечания/псевдонимы	DENN; IG20; DEEАН; RabGEF; NEDDISH; RAB3GEP
Вид	Человек
GeneID (человек)	8567
GeneID	8567
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1548-1647 человеческого DENN (Q8WVG6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WVG6
Молекулярная масса белка	183 кДа
Доставка	Аккумулятор холода