

Поликлональные Антитела Против Dennd4A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z401

Артикул: CM0015754

введение

Кроличы поликлональные антитела против DENND4A (MYCPBP) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим и мышиным белками. Нацелены на белок ~209 кДа. Подходят для изучения регуляции промотора MYC и сигнального пути RAB10.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы ПАб против DENND4A
Примечания/Псевдоним	IRLB; MYCPBP; DENND4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10260
ID гена	10260
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1500-1650 человеческого DENND4A (NP_005839.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z401
Молекулярный вес белка	209кДа
Доставка	Сумка со льдом