


Поликлональное Антитело К Denr Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - O43583

Артикул: CM0015062



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого белка DENR (DRP1/SMAP-3), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований реинициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Поликлональное антитело к DENR (кролик)
Примечания / Альтернативные названия	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
Вид	Человек
GeneID	8562
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 человеческого белка DENR (NP_003668.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43583
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом