


Анти-Дермицидин (Dcd) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P81605

Артикул: CM0026526



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого дермицидина (DCD), валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Поддерживает исследования антимикробных пептидов и онкомаркеров. Иммуноген: а.к. 20-110. Молекулярная масса белка: 11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCD Кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	117159
GeneID	117159
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-110 человеческого DCD (NP_444513.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P81605
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка со льдом