

Поликлональное Антитело К Десмину, Полученное От Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Артикул: CM0014100

введение

Высококачественное поликлональное антитело к десмину, полученное от кролика, подходит для применения в Вестерн-блоттинге, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Сырьевой материал для исследований in vitro (IVD) для изучения целостности саркомера и промежуточных филаментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к десмину, полученное от кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Десмин
Вид	Человек
GeneID (человек)	1674
GeneID	1674
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 десмина человека (NP_001918.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17661
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом