


Моноклональное Антитело Против Десмоколлина-1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q08554

Артикул: CM0007242



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против Десмоколлина 1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально для исследований клеточной адгезии и десмосом. SWISS: Q08554.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Десмоколлину 1
Примечания/Альтернативные названия	CDHF1; DG2/DG3; Десмоколлин 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1823
GeneID	1823
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q08554
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом