

Кроличья Моноклональная Антитело Против Дезмоколлина 3 Для Вб, Ифа - Q14574

Артикул: CM0003041

введение

Кроличья моноклональная антитело против Дезмоколлина 3, полученная против синтетического пептида (aa 797-896 человеческого Q14574), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Подходит для изучения десмосомальной адгезии и функции эпидермального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Дезмоколлин 3, кроличья мАнт
Примечания/Альяссы	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1825
ID гена	1825
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 797-896 человеческого Дезмоколлина 3 (Q14574).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14574
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Хладоэлемент