


Кроличий Моноклональный Антитело Против Десмоглеина 3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P32926

Артикул: CM0004091



введение

Кроличий моноклональный антитело против десмоглеина-3 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий десмоглеин-3 (P32926), десмосомальный кадгерин, играющий ключевую роль в адгезии кератиноцитов. Идеально подходит для изучения пузырчатки, клеточных контактов и исследований эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против десмоглеина 3
Примечания/Псевдонимы	PVA; ABOLM; CDHF6; Десмоглеин 3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1830
ID гена	1830
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-999 человеческого десмоглеина 3 (P32926).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32926
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом