


Поликлональное Антитело Кролика Против Десмоглеина 3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P32926

Артикул: CM0028789



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого Десмоглеина 3 (DSG3, PVA). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Подходит для изучения биологии десмосом, клеточной адгезии и вульгарной пузырчатки. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 749-999).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Десмоглеин 3 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	PVA; ABOLM; CDHF6; Десмоглеин 3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1830
GeneID	1830
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 749-999 человеческого Десмоглеина 3 (NP_001935.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32926
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом