


Моноклональное Антитело Против Десмоглеина 3/Pva Для Wb, Ihc-P, Elisa — P32926

Артикул: CM0009213



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на аминокислоты 50–615 человеческого десмоглеина-3 (DSG3, PVA), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Для исследования адгезии десмосом, аутоантигена при вульгарной пузырчатке и биологии волосяных фолликулов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против десмоглеина 3/PVA
Примечания/синонимы	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1830
GeneID	1830
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50–615 человеческого десмоглеина 3/PVA (NP_001935.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P32926
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом