


Поликлональные Антитела К Десмоплакину Для Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Артикул: CM0025907



введение

Проверьте экспрессию десмоплакина с помощью этих кроличьих поликлональных антител. Подходят для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Исследование десмосомальных соединений, клеточной адгезии и биологии кожи/сердца. Цель: P15924.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к Десмоплакину
Примечания/Псевдоним	DP; DCWHNKA; Десмоплакин
Вид	Человек
GeneID (человек)	1832
GeneID	1832
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15924
Молекулярный вес белка	332кДа
Доставка	Сумка со льдом