

Поликлональные Антитела Против Десмоплакина Для Wb, IHC-P, Elisa - P15924

Артикул: CM0015647



введение

Кроличьи поликлональные антитела против десмоплакина, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Молекулярная масса мишени — 332 кДа. Идеально подходят для исследования десмосом и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Десмоплакин, кроличья пАт
Примечания/Алиасы	DP; DCWHKTA; Desmoplakin
Вид	Человек
GeneID (человек)	1832
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 2609-2830 человеческого десмоплакина (NP_004406.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15924
Молекулярная масса белка	332 кДа
Доставка	Холодильный пакет