

Поликлональные Антитела К Det1 Для Wb И Elisa - P48732

Артикул: CM0019278

введение

Эти кроличьи поликлональные антитела нацелены на белок DET1 *Arabidopsis thaliana*, ключевой регулятор передачи светового сигнала и фотоморфогенеза. Проверенные для методов WB и ELISA, они идеально подходят для исследований развития растений и путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DET1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
Вид	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	826609
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 350-450 белка DET1 <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_192756.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	P48732
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом