

Поликлональные Антитела Anti-Dexi Для Wb, Elisa - 095424

Артикул: CM0018264

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к DEXI, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают белок DEXI человека (MYLE, 10 кДа). Идеально подходят для исследований сердечных и легочных заболеваний, а также для изучения экспрессии, индуцированной дексаметазоном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEXI кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MYLE; DEXI
Вид	Человек
GeneID (человек)	28955
GeneID	28955
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 DEXI человека (NP_054734.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95424
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Сумка со льдом