


Поликлональные Антитела Против Dffa Для Вб, Ифа — 000273

Артикул: CM0016837



введение

Кроличьи поликлональные антитела к DFFA (DFF-45/ICAD) для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают DFFA человека и мыши — ключевой ингибитор апоптоза каспазо-активированной ДНКазы. Идеально подходит для исследований клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DFFA Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
Вид	Человек
ID гена	1676
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-331 DFFA человека (NP_004392.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	000273
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовая упаковка