


Поликлональные Антитела К Dffb Для Wb, Ihc-P, Elisa - 076075

Артикул: CM0016788



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DFFB (CAD/CPAN/DFF40), подходящие для WB, IHC-P и ELISA. Валидированы на образцах человека и мыши. Идеально подходят для исследований апоптоза и фрагментации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DFFB Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
Вид	Человек
GeneID (человек)	1677
GeneID	1677
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 109-338 человеческого DFFB (NP_004393.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	076075
Молекулярная масса белка	39 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом