

Поликлональное Антитело Кролика К Dgat1 Для Wb, If/Icc, Ифа — 075907

Артикул: CM0030973



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому DGAT1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Реагирует перекрестно с людьми, мышами и крысами. Подходит для исследований синтеза триацилглицерина и изучения липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к DGAT1
Примечания/Алиасы	ARAT; DGAT; ARGP1; DIAR7; DGAT1
Вид	Человек
ID гена	8694
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 201-300 человеческого DGAT1 (NP_036211.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075907
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет