

Поликлональное Антитело К Dgat2 Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Pd7

Артикул: CM0015877

введение

Это кроличье поликлональное антитело к DGAT2 апробировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с DGAT2 человека, мыши и крысы. DGAT2 является ключевой ацилтрансферазой, катализирующей финальную стадию синтеза триацилглицеринов, поэтому это антитело является ценным инструментом для исследований липидного обмена и ожирения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DGAT2 кроличье поликлональное антитело (Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	84649
ID гена	84649
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 289-388 человеческого DGAT2 (NP_115953.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96PD7
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С холодопакетом