

Поликлональное Антитело Anti-Dgcr6L Для Wb, Elisa — Q9By27

Артикул: CM0017981

введение

Поликлональное кроличье антитело против DGCR6L, подходящее для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. DGCR6L — ядерный белок, потенциально участвующий в миграции клеток нервного гребня.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб DGCR6L
Примечания/алиас	DGCR6; DGCR6L
Вид	Человек
GeneID (человек)	85359
GeneID	85359
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого DGCR6L (NP_150282.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BY27
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом