


Моноклональное Антитело Кролика Против Dgcr8 Для Вб, Ифа - Q8WYQ5

Артикул: CM0005325



введение

DGCR8 кроличье моноклональное антитело (Q8WYQ5) — моноклональное антитело, проверенное для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее DGCR8 человека и мыши. Идеально подходит для исследований биогенеза микроРНК и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DGCR8 кроличье мкАнт
Примечания/Алиасы	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Вид	Человек
ID гена (человек)	54487
ID гена	54487
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий аминокислоты 436–764 DGCR8 человека (Q8WYQ5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WYQ5
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом