

Кроличий Моноклональный Антитело Против Dgka Для Wb, Elisa - P23743

Артикул: CM0003924



введение

Кроличий моноклональный антитело против DGKA для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелено на диацилглицеролкиназу альфа, ключевой фермент в липидной сигнализации и балансе DAG/PA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DGKA Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1606
ID гена	1606
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого DGKA (NP_001336.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23743
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом