

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dgka Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P23743

Артикул: CM0003049



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой диацилглицеролкиназы альфа (DGKA). Валидировано для применения в вестерн-блоттинге, ИГХ в парафиновых срезах и ИФА. Полезно для исследования липидной сигнализации, метаболизма DAG/PA и функции лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DGKA Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DAGK; DAGK1; DGK-альфа; DGKA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1606
GeneID	1606
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческой DGKA (NP_001336.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23743
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом