

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dgka Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23743

Артикул: CM0028211



введение

Кроличье поликлональное антитело DGKA для Вестерн-блоттинга и ИФА, валидировано на человеке, мышах и крысах. Нацелено на диацилглицеролкиназу альфа, ключевой регулятор сигналинга DAG/PA и липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против DGKA
Примечания/Альтернативные названия	DAGK; DAGK1; DGK-альфа; DGKA
Вид	Человек
ID гена (человек)	1606
ID гена	1606
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого DGKA (NP_958852.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23743
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В пакете со льдом